

## Комплект приспособлений для определения температуры застывания нефтепродуктов ЛАБ-КТЗ

### ГОСТ 20287-91 метод Б

Комплект ЛАБ-КТЗ предназначен для определения температуры застывания нефтепродуктов по ГОСТ 20287-91 Метод Б. Комплект используется совместно с криостатом LOIP FT-311-80\*.



### Состав комплекта:

Крышка специальной конструкции для FT-311-80	1 шт.
Штатив-держатель	2 шт.
Пробка резиновая большая	2 шт.
Пробка резиновая малая	2 шт.
Пробирка с меткой П-1-22-160	2 шт.
Пробирка П-1-42-130	2 шт.
Термометр ТН-8М	2 шт.

**\* Внимание! Криостат LOIP FT-311-80 заказывается отдельно**