

Ротационные испарители Легкая дистилляция!



Лучшая в
данном классе
площадь
охлаждения
1500 см²

**НАЛИЧИЕ
НА СКЛАДЕ**

Пожалуйста,
посетите наш сайт

www.ika.com/distilling

Принадлежности

MVP 10 basic (вакуумный насос)

для сухого, безмасляного применения в состоянии близком к вакууму

Идент. No. 0003980000

VCV 1

Ручной клапан для контроля вакуума

Идент. No. 0020004850

VCV 2

Цифровой клапан для контроля вакуума

Идент. No. 0020004893



Привод

Тип привода

Потребляемая мощность привода

Диапазон скоростей

Дисплей скорости

Изменяемое направление вращения

Плавный пуск

Фиксирование угла наклона зажимного корпуса

Вертикальное перемещение

Установка конечного положения подъемника

Вакуумный регулятор

Общие характеристики

Габаритные размеры (Ш x Г x В)

Масса роторного испарителя с нагревающей баней без комплекта стекла

Допустимая температура окруж. среды

Допустимая относительная влажность

Класс защиты согласно DIN EN 60529

Напряжение / Частота

	RV 8	RV 10 digital	RV 10 control
безщет. привод. электродв. пост. тока	безщет. привод. электродв. пост. тока	безщет. привод. электродв. пост. тока	безщет. привод. электродв. пост. тока
50 Вт	50 Вт	50 Вт	50 Вт
5 – 300 об./мин	20 – 280 об./мин	20 – 280 об./мин	20 – 280 об./мин
Цифровой	Цифровой	Цифровой	Цифровой
Нет	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
0 – 45°	0 – 45°	0 – 45°	0 – 45°
120 мм, вручную	140 мм, с электроприводом	140 мм, с электроприводом	140 мм, с электроприводом
Нет	60 мм, бесконтактная	60 мм, бесконтактная	60 мм, бесконтактная
Опция	Опция	Опция	Встроенный
510 x 345 x 490 мм	530 x 410 x 430 мм	530 x 410 x 430 мм	530 x 410 x 430 мм
17.2 кг	20 кг	20 кг	21.5 кг
5 – 40 °C	5 – 40 °C	5 – 40 °C	5 – 40 °C
80%	80%	80%	80%
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
220 – 240 В / 50/60 Гц	220 – 240 В / 50/60 Гц	220 – 240 В / 50/60 Гц	220 – 240 В / 50/60 Гц
RV 8 V Идент. No. 8033800	RV 10 digital V Идент. No. 8040300	RV 10 control V Идент. No. 8037700	
RV 8 V-C Идент. No. 8034200	RV 10 digital V-C Идент. No. 8040400	RV 10 control V-C Идент. No. 8037900	
RV 8 FLEX Идент. No. 8033400	RV 10 digital FLEX Идент. No. 8040500	RV 10 control FLEX Идент. No. 8038100	
		RV 10 control V auto Идент. No. 8037800	
		RV 10 control V-C auto Идент. No. 8038000	
		RV 10 control FLEX auto Идент. No. 8038200	

* Магнитный клапан RV 10.4002 включен в комплект поставки комплектов RV 10 control V, V-C и FLEX

